

検体検査(生化学・免疫・血液・一般)

時間経過状況により測定不可の項目(CK-MB, CH50, アンモニアなど)があります。
 受付時間外でも、まず内線3555に電話で提出可能の有無を確認して下さい。
 (17:00~8:00は緊急検査当直者へ。内線3543)
 提出不可能な場合は、病棟で保存して下さい。

検体名	保存方法
血清(生化・免疫)	冷蔵庫 ※遠心分離必須
体腔液(胸水・腹水など)	冷蔵庫 ※遠心分離必須
全血(末血)	保存不可
尿(定性)	保存不可
尿(定量)、浸透圧	冷蔵庫
糞便	冷蔵庫(翌日提出して下さい)
髄液	保存不可
胆汁	保存不可

輸血部

受付時間外でも、まず内線3582に電話で提出可能の有無を確認して下さい。
 提出不可能な場合は、病棟で保存して下さい。

検体名	保存方法
交差血	室温(使用時採血、速やかに提出)
血液型	室温
クームス	※37度で保温で提出

病理診断部

受付時間外でも、まず内線3522に電話で提出可能の有無を確認して下さい。
 提出不可能な場合は、病棟で保存して下さい。

検体名	保存方法
喀痰(生痰)	保存不可
喀痰(ポストチューブ)	室温
尿	保存不可
体腔液(胸水・腹水など)	冷蔵庫
体腔洗浄液	冷蔵庫
髄液	保存不可
胆汁	保存不可
睪液	保存不可
婦人科塗抹材料	スライドガラスに塗抹固定後、室温保存
気管支鏡的病巣擦過塗抹	スライドガラスに塗抹固定後、室温保存
気管支鏡塗抹器具洗浄液	冷蔵庫
気管支洗浄液	冷蔵庫
経皮的針穿刺塗抹(肺・乳腺・甲状腺など)	スライドガラスに塗抹固定後、室温保存
経皮的針穿刺吸引塗抹	スライドガラスに塗抹固定後、室温保存
経皮的針洗浄液	冷蔵庫

微生物検査

受付時間外でも、まず内線3550に電話で提出可能の有無を確認して下さい。
(夜間…17:00～8:00は緊急検査当直者へ。内線3543)
提出不可能な場合は、病棟で保存して下さい。

検体名	保存方法
喀痰	冷蔵庫(4℃)
咽頭、鼻腔粘膜	冷蔵庫(4℃)
糞便	室温
尿	冷蔵庫(4℃) ※淋菌が疑われる場合、冷蔵保存はできません。
血液	4階微生物検査室前、血液培養装置(24時間提出可能) ※冷蔵保存不可
胃液	冷蔵庫(4℃) ※保存は冷蔵においても一日が限度です。
髄液	室温 ※ウイルスを疑う場合は、冷蔵庫保存 ※細菌を疑う場合は、フラン器に保存