

# 採血管の種類

2018年1月更新

主な採血管を示しますが、検査種により抗凝固剤・凝固促進剤等の添付薬品が異なります。また、検査項目数によって使用する採血管のサイズが異なる場合があります。

主な検査種	末血	凝固	赤沈	HbA1c	生化学 免疫	生化学 免疫
キャップ色	薄紫	青	橙	灰	空色	桃
写真						
採血量	2ml	4.5ml	1.6ml	1ml	4ml	6ml
管サイズ	5ml	5ml	5ml	5ml	10ml	10ml
採血管種	EDTA-2K	3.2%クエン酸Na	3.2%クエン酸Na	フッ化Na	オートセツプ	オートセツプ
薬品					血清分離剤・凝固促進剤	血清分離剤・凝固促進剤

主な検査種	LE・ 血清粘度	交差血	血液型・ クームス	血中薬物	染色体
キャップ色	桃	茶	紫	黄	緑
写真					
採血量	5ml	10ml	5ml	2ml	5ml
管サイズ	7ml	10ml	5ml	5ml	5ml
採血管種	プレイン	プレイン	EDTA-2K	ヘパリン	ヘパリン
薬品	凝固促進剤	凝固促進剤		血漿分離剤	